

# Rullaramppi kotiin, matkalle, autoon

*Siirrettävä,  
helppokäyttöinen,  
monipuolinen ja  
turvallinen  
alumiiniramppi*



[www.aputuote.fi](http://www.aputuote.fi)

*Apu-Tuote*

# Mahdollisuudet

## Rullaramppi

Rullaramppi on erittäin tukeva ja kevyt alumiininen ramppiratkaisu rollaattorille, pyörätuolille, sähkömopolle ja tavarankuljetukseen.

Rullaramppi on erinomainen ratkaisu kun tarvitset apua esteiden ylittämiseen. Rullaramppi laitetaan portaiden tai korkean kynnyksen päälle ja se muotoutuu toimivaksi rampiksi. Rullaramppi pysyy normaalikäytössä paikoillaan ilman kiinnitystä.

Rullaramppia voidaan mainiosti käyttää kotiloissa kiinteänä rampina ja sen voi ottaa mukaan autoon, koska se menee rullattuna pieneen tilaan. Matkalla rullaramppi on siirrettävissä esteeltä toiselle. Sama ramppi toimii kotona, mökillä, vierailuilla ystävien luona ja sama ramppi voidaan kiinnittää myös autoon. Rullaramppia voidaan tarpeen mukaan myös jatkaa tai lyhentää.

Rakenteensa ansiosta Rullarampin kantavuus on huippuluokkaa ja 76\*214 ramppi kantaa 300 kg kuorman, ja painaa itse vain 17,5 kg. Rullarampin kulkutaso on muotoiltu jalan ja pyörän alla pitäväksi, sekä vettä ja lunta läpäiseväksi. Rampin materiaalina on anodisoitu erikoisvahva alumiini ja Rullarampilla on 10 vuoden takuun!



Rullaramppi sopii myös autoon luiskaksi. Rullaramppi voidaan toimittaa autoosi käsikäyttöisenä taittuvana rampina tai automaattisesti sähköisesti taittuvana mallina.

Rullaramppi toimii erinomaisesti myös tavarankuljetuksessa kuljettajien apuna. Mukana kulkeva ja siirrettävä rullattu tai taitettu ramppi pelastaa kuljettajat monesta vaikeasta tilanteesta.

Rullaramppi mukautuu sinun tarpeisiisi ja on käytettävissä siellä missä sinä haluat!



## Apu-Tuote



leveys cm	kokonaispituus luiskineen kg	kantavan osan pituus cm	kantavuus kg	paino kg
30,5 pari	91	61	900	8,2
	122	91	900	11,5
	153	122	900	14,8
	183	153	800	18,1
	214	183	600	21,4
	244	214	600	23,1
	275	244	600	24,7
	305	275	600*	28,0
	336	305	600*	31,5
	366	336	600*	34,6
397	366	500*	41,2	
76,2 cm	91	61	450	7,8
	122	91	450	10,3
	153	122	450	12,7
	183	153	400	15,1
	214	183	300	17,5
	244	214	300	19,9
	275	244	240	22,4
	305	275	300*	24,8
	336	305	300*	27,2
	366	336	300*	29,6
397	366	250*	32	
91,4	91	61	450	8,2
	122	91	450	11,0
	153	122	450	13,4
	183	153	400	16,6
	214	183	300	19,4
	244	214	280	22,2
	275	244	240	25,0
	305	275	280*	27,8
	336	305	280*	30,6
	366	336	280*	33,4
397	366	240*	36,2	

\* kantavuus tukijalalla varustettuna

Rullaramppia on kolmea leveyttä 30,5 cm, 76,2 cm, ja 91,4 cm.

Rullarampin pituuden ratkaisee tarve. Ramppia voidaan jatkaa lisäpalojen avulla joustavasti, kuinka pitkälle tahansa.

Kun Rullaramppista tehdään yli 2,75 metrin kokonaisuuksia, käytetään rampin alla säädettäviä tukijalkoja.

Pidempi ramppi voidaan katkaista osiin, näin rampista saadaan lyhyempi ja helpommin siirrettävä. Katkaisua helpottaa nopeat pikairrotussokat.


Yksi Rullaramppi sopiikin todella moneen tarkoitukseen.



Pikairrotussokat #3250



Tukijalat



Jatkopala 76,2 x 30,5 cm

# Lisävarusteet

www.aputuote.fi



*Kiinnityskulmat pari #3150  
Rampin nopea ja helppo  
kiinnitys ja irroitus, rampin  
asennus tason korkeudelle.*




*Pikairrotussokat pari #3250  
Helpottaa pitkän rampin katkaisua  
pienempiin osiin.*




*Tukijalat pari #6050-  
25-35 cm, 40-55 cm, 60-90 cm.  
Tukijalkapari yli 2,75 cm rampille.  
Pidempiin rampeihin tukijalka  
1,8 metrin välein.*



*Lavakiinnike pari, #3415  
Pieni kiinnityspala rampin  
erityiseen paikalleen tukemiseen.*



*Lisäelementti, 30,5 cm  
30,5 cm, 76,2 cm, 91,5 cm  
Rullaramppia voidaan jatkaa  
lisäelementtien avulla.*



*Lisäluiska rullaramppiin  
30,5 cm, 76,2 cm, 91,5 cm  
Lisäluiska nopeuttaa rampin  
käyttöä lyhennettynä rampina.*



*Lähestymisluisa kantava  
#3212, 3235, 3236.  
Varmistaa matalan lähestymisen  
rampin yläpäässä.*



*Rullaramppi autoon.  
Rampin voi kiinnittää autoon  
käsikäyttöisenä tai sähköisesti  
toimivana. Samaa ramppia on  
mahdollista käyttää myös  
siirrettävänä rampina.*



*Kaide, mitoitettu.  
Rullaramppiin on mahdollista  
kiinnittää myös kaiteet.*

\*Lisää tarvikkeita: [www.aputuote.fi](http://www.aputuote.fi)

## Apu-Tuote

Suomen Apu-Tuote Oy  
Kivitie 14 A  
04410 JÄRVENPÄÄ

puh 010 423 4210  
fax 010 296 1055  
info@aputuote.fi  
www.aputuote.fi